

Fc用 ウサギ抗ヒト/モンキー CD127/IL-7Rα Mab - P16871

商品番号: CM0008011



前書き

で標識されたウサギ抗ヒト/モンキー CD127/IL-7Rα モノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。インターロイキン7受容体サブユニットαを標的とします（UniProt P16871）。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/モンキー CD127/IL-7Rα mAb
備考/別名	IL7RA; CD127; IL7R; CDW127; IMD104; sIL-7R; lnc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	3575
GeneID	3575
免疫原	組換えタンパク質[ヒトCD127/IL-7Rα (NP_002176.2)のアミノ酸21番～236番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質]
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P16871
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	氷袋