

ウサギ抗ヒト/サル CD127/IL-7Rα モノクローナル抗体 - P16871

商品番号: CM0010828



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトおよびカニクイザル CD127/IL-7Rαに対する標識ウサギモノクローナル抗体。IL-7受容体経路に関連する免疫学研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD127/IL-7Rα モノクローナル抗体
備考/別名	IL7RA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; lnc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3575
GeneID	3575
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P16871
タンパク質分子量	52kDa
発送条件	保冷剤