

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒューマン/サル Cd127/Il-7Rα モノクローナル抗体 - P16871

商品番号: CM0012005



前書き

フローサイトメトリー用に検証済みの
ウサギ抗ヒューマン/サル CD127/IL-7Rα
モノクローナル抗体。組換え免疫原、ヒトおよびカニ
クイザルと反応。免疫学研究におけるIL-
7R発現解析に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒューマン/サル CD127/IL-7Rα mAb
備考/別名	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; lnc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3575
GeneID	3575
免疫原	ヒトCD127/IL-7Rα (NP_002176.2) のアミノ酸21-236に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P16871
タンパク質分子量	52kDa
輸送	氷袋