


ウサギ抗ヒト/サル Cd14 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08571

商品番号: CM0008087



前書き

で標識された、ヒトおよびカニクイザルCD14に特異的なウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。単球分化抗原CD14を標的とし、細菌リポ多糖および自然免疫のコレセプターとして機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD14 mAb
備考/別名	CD14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	929
GeneID	929
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD14（NP_000582.1）のアミノ酸20-352に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08571
タンパク質分子量	40kDa
発送条件	保冷剤