


ウサギ抗ヒト/サルCd14モノクローナル抗体（Fc用） - P08571

商品番号: CM0004313



前書き

CD14を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、ヒトおよびカニクイザルのフローサイトメトリーでの検証が完了しています。細菌LPSの共受容体として、自然免疫応答を媒介します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human/Monkey CD14 mAb
別名	CD14
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	929
遺伝子ID	929
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08571
タンパク質分子量	40kDa
輸送方法	保冷剤