


ウサギ抗ヒト/サル Cd14 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08571

商品番号: CM0009957



前書き

標識抗CD14モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。ヒトおよびカニクイザルのCD14（単球/マクロファージマーカーおよびLPS共受容体）を認識。自然免疫研究および診断開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD14 mAb
備考/別名	CD14
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	929
遺伝子ID	929
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD14（NP_000582.1）のアミノ酸20-352に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08571
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷バッグ