


ウサギ抗ヒト/サルCD14モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08571

商品番号: CM0012520



前書き

で標識された、CD14（ヒト/カニクイザル）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）での単球/マクロファージの同定、自然免疫応答の研究向けに設計されています。製品コード：P08571。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サルCD14 mAb
別名	CD14
対象種	ヒト
GeneID	929
免疫原	ヒトCD14（NP_000582.1）のアミノ酸20～352番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08571
タンパク質分子量	40kDa
輸送方法	保冷剤