


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト/サルCD14モノクローナル抗体 - P08571

商品番号: CM0007878



前書き

フローサイトメトリーで検証済みのウサギ抗ヒト/サルCD14モノクローナル抗体です。自然免疫応答を媒介するLPS共受容体であるCD14を認識します。ヒトおよびカニクイザルのサンプルに適しており、免疫学・炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サルCD14 mAb
別名	CD14
対象種	ヒト
GeneID	929
免疫原	ヒトCD14 (NP_000582.1) のアミノ酸20～352番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08571
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷剤