

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd16 Mab For Fc - P08637/O75015

商品番号: CM0008981



前書き

フローサイトメトリー用Rabbit anti-Human/Monkey

CD16モノクローナル抗体。CD16AおよびCD16B（FCGR3A/FCGR3B）を認識し、ヒトおよびカニクイザルと反応性を示します。FCアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human/Monkey CD16 mAb
備考/別名	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2214/2215
免疫原	ヒトFCGR3A/FCGR3B (P08637/O75015) のアミノ酸20-208に相当する配列を含む組換えタンパク質/組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08637/O75015
タンパク質分子量	29KDa/26KDa
配送	氷袋