


ウサギ抗ヒト/カニクイザル CD16 モノクローナル抗体（Fc用） - P08637 / O75015

商品番号: CM0011270



前書き

ヒトおよびカニクイザル CD16 (FCGR3A/3B)

を標的とする

標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みであり、NK細胞のフェノタイピングやADCC機能アッセイに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/カニクイザル CD16 mAb
備考/別名	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2214/2215
GeneID	2214/2215
免疫原	ヒト FCGR3A/FCGR3B (P08637/O75015) のアミノ酸 20-208 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08637/O75015
タンパク質分子量	29KDa/26KDa
配送方法	アイスバッグ