

ウサギ抗ヒト/サル Cd16 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08637/O75015

商品番号: CM0006131



前書き

フローサイトメトリー用に検証された結合ウサギモノクローナル抗CD16抗体。ヒトおよびカニクイザルCD 16（FCGR3A/FCGR3B）を標的とします。組換え免疫原は細胞外ドメインをカバーしており、ADCCに与する低親和性IgG

Fc受容体の特異的検出を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD16 mAb
備考/別名	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2214/2215
遺伝子ID	2214/2215
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFCGR3A/FCGR3B (P08637/O75015) のアミノ酸20-208に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08637/O75015
タンパク質分子量	29KDa/26KDa
配送	アイスパック