

ウサギ抗ヒト/モンキー Cd18 Mab - P05107

商品番号: CM0004059



前書き

フローサイトメトリー用のヒトおよびカニクイザルCD18を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。CD18 (ITGB2)は、白血球の接着と遊走を媒介するβ2インテグリンサブユニットです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/モンキー CD18 mAb
別名	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3689
GeneID	3689
免疫原	ヒトCD18 (NP_000202.3)のアミノ酸1〜769番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P05107
タンパク質分子量	85kDa
輸送方法	保冷剤