

ウサギ抗ヒト/サルCD19 Mab - Cd19

商品番号: CM0012338

前書き

ウサギ由来で作製された抗CD19モノクローナル抗体（クローン）で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。分子量95 kDaのB細胞表面糖タンパク質であるヒトおよびカンクイザルのCD19を認識します。造血および免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サルCD19 mAb
備考/別名	CD19
種	サル
遺伝子ID（ヒト）	930
遺伝子ID	102145514
免疫原	サルCD19（XP_005591597.1）のアミノ酸20～292に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト、カンクイザル
発送方法	氷袋梱包