

ウサギ抗ヒト/サル CD19 モノクローナル抗体 - Cd19

商品番号: CM0011139

前書き

フローサイトメトリー（FC）用 ウサギ抗ヒト/サル CD19 モノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザル CD19（63kDa）と交差反応性あり。B細胞研究および免疫表現型解析に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD19 モノクローナル抗体
別名	CD19
種	サル
遺伝子ID（ヒト）	930
遺伝子ID（サル）	102145514
免疫原	サルCD19のアミノ酸20-292に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
タンパク質分子量	63kDa
発送方法	保冷バッグ