

ウサギ抗ヒト／サル CD19 Mab - Cd19

商品番号: CM0009318

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体。CD19を標的とし、ヒトおよびカニクイザルと反応します。フローサイトメトリー用途向けに設計されており、63 kDaの膜貫通タンパク質を認識するため、B細胞の免疫表現型解析研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	ウサギ抗ヒト／サル CD19 mAb
備考／別名	CD19
種	サル
遺伝子ID (ヒト)	930
遺伝子ID	102145514
免疫原	組換えタンパク質 サルCD19 (XP_005591597.1) のアミノ酸20～292に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
タンパク質分子量	63 kDa
輸送	保冷バッグ