

ウサギ抗ヒト/サル Cd19 Mab

商品番号: CM0005132

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（ヒトおよびサルCD19標的）。フローサイトメトリーで検証済み。ヒトおよびカニクイザルとの交差反応性あり。予測分子量：63 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD19 mAb
種	サル
遺伝子ID (ヒト)	930
遺伝子ID	102145514
免疫原	サルCD19のアミノ酸20-292に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
タンパク質分子量	63kDa
配送	氷袋