

ウサギ抗ヒト/サル CD19 モノクローナル抗体 - Cd19

商品番号: CM0003981

前書き

フローサイトメトリー用にCD19を標的とする組換え標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザル種で検証済み。B細胞系統解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD19 mAb
備考/別名	CD19
種	サル
遺伝子ID (ヒト)	930
遺伝子ID (サル)	102145514
免疫原	サルCD19のアミノ酸20-292に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
タンパク質分子量	63kDa
発送	氷袋