

Fc用 標識 ウサギ抗ヒト/サル Cd20 モノクローナル抗体 - P12314

商品番号: CM0004676

前書き

ヒト/カニクイザルCD20に対する高親和性ウサギモノクローナル抗体で、で標識されており、フローサイトメトリー用に検証済みです。免疫細胞プロファイリングや臨床研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	標識 ウサギ抗ヒト/サル CD20 モノクローナル抗体
備考/別名	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	931
遺伝子ID	931
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P12314
タンパク質分子量	14kDa/33kDa
発送条件	保冷剤