


Rabbit Anti-Human/Monkey Cd20 Mab For Flow Cytometry - P11836

商品番号: CM0005246



前書き

フローサイトメトリー用に最適化された、ヒト/サルCD20を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。B細胞特異的な33/14 kDaアイソフォームを認識；カニクイザルと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Rabbit anti-Human/Monkey CD20 mAb
備考/別名	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	931
遺伝子ID	931
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P11836
タンパク質分子量	14kDa/33kDa
配送	氷袋