


ウサギ抗ヒト/サル CD20 モノクローナル抗体（Fc用） - P11836

商品番号: CM0012534



前書き

ウサギ抗ヒト/サル CD20

モノクローナル抗体は、ヒトおよびカニクイザルに反応します。フローサイトメトリーで検証済みであり、Bリンパ球抗原CD20を標的とし、B細胞の発生、分化、および活性化の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD20 mAb
備考/別名	B1, S7, Bp35, CD20, FMC7, CVID5, LEU-16
種	ヒト
遺伝子ID	931 (ヒト)
免疫原	ヒトCD20 (NP_068769.2) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P11836
タンパク質分子量	14kDa/33kDa
配送	氷袋