


ウサギ抗ヒト/モンキーCd20モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P11836

商品番号: CM0011070



前書き

フローサイトメトリーで検証済みの高品質ウサギ抗ヒト/モンキーCD20モノクローナル抗体です。B細胞特異的カルシウムチャネルであるCD20（P11836）を検出し、ヒトおよびカニクイザルと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/モンキーCD20 mAb
別名	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	931
遺伝子ID	931
免疫原	ヒトCD20 mAb (NP_068769.2) のアミノ酸100-200領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P11836
タンパク質分子量	14kDa/33kDa
発送	保冷剤