


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト/サル Cd20 モノクローナル抗体 - P11836

商品番号: CM0006126



前書き

ヒト/サル CD20 抗原を標的とする高品質な標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。免疫学研究、診断薬開発、薬剤スクリーニングのための B 細胞マーカー。UniProt: P11836。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD20 mAb
備考/別名	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
種	ヒト
GeneID (ヒト)	931
GeneID	931
免疫原	ヒト CD20 (NP_068769.2) のアミノ酸 100-200 に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P11836
タンパク質分子量	14kDa/33kDa
発送条件	保冷剤