

ウサギ抗ヒト/サル Cd25 モノクローナル抗体（Fc用） - P01589

商品番号: CM0011312



前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（CD25 (IL2RA)標的）。ヒトおよびカニクイザルにおけるフローサイトメトリー（FC）で検証済み。制御性T細胞（TREGs）および免疫寛容の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD25 mAb
備考/別名	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
種	ヒト
遺伝子ID	3559
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01589
タンパク質分子量	31kDa
配送方法	アイスバッグ