

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト/カニクイザルCD25モノクローナル抗体 - P01589

商品番号: CM0009124



前書き

ヒト/カニクイザルCD25 (IL-2受容体α) に対する標識ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、制御性T細胞の検出や免疫寛容機構の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/カニクイザルCD25 モノクローナル抗体
別名	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3559
遺伝子ID	3559
免疫原	ヒトCD25 (NP_000408.1) のアミノ酸22～213番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01589
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	氷袋