

ウサギ抗ヒト/サル Cd3 モノクローナル抗体（Fc用） - P07766

商品番号: CM0004791



前書き

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト/サル CD3
モノクローナル抗体。T細胞上の CD3
イプシロン鎖（23
kDa）を検出します。ヒトおよびカニクイザルと交差
反応します。免疫表現型解析およびT細胞研究に適し
ています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD3 mAb
備考/別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
種	ヒト
GeneID (ヒト)	916
免疫原	ヒト CD3 (NP_000724.1) のアミノ酸 1-126 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスパック