

ウサギ抗ヒト/サル Cd3 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P07766

商品番号: CM0011038



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザルのCD3イプシロン鎖を標的とします。免疫学研究におけるTリンパ球のフローサイトメトリー検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD3 mAb
備考/別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	916
遺伝子ID	916
免疫原	ヒトCD3 (NP_000724.1) のアミノ酸1-126に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ