


ウサギ抗ヒト／サル CD38 モノクローナル抗体（Fc用） - P28907

商品番号: CM0009079



前書き

フローサイトメトリー用の標識ウサギ抗ヒト／サルCD38モノクローナル抗体。リンパ球およびその他の組織に存在する14～34 kDaの膜貫通型糖タンパク質を標的とします。免疫表現型解析および機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト／サル CD38 mAb
備考／別名	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
種	ヒト
Gene ID	952
免疫原	ヒトCD38のアミノ酸43～300（NP_001766.2）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P28907
タンパク質分子量	14kDa/34kDa
輸送	保冷バッグ