


ウサギ抗ヒード/サル Cd38 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P28907

商品番号: CM0012673



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザルCD38に反応し、フローサイトメトリー用にバリデーション済み。免疫調節、糖尿病、腫瘍学研究におけるCD38の酵素および受容体機能の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	詳細
製品名	ウサギ抗ヒード/サル CD38 mAb
備考/別名	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	952
GeneID	952
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD38 (NP_001766.2) のアミノ酸43-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P28907
タンパク質分子量	14kDa/34kDa
発送	保冷剤