


ウサギ抗ヒト／サル Cd38 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P28907

商品番号: CM0009885



前書き

ヒトおよびサルCD38を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用にバリデーション済みで、免疫細胞におけるCD38発現の検出を可能にし、免疫学および腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト／サル CD38 mAb
備考／別名	ADPRC1 ; cADPR1 ; ADPRC 1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	952
免疫原	ヒトCD38のアミノ酸43～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001766.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カンクイザル
SWISS	P28907
タンパク質分子量	14kDa／34kDa
輸送条件	保冷バッグ