


ウサギ抗ヒト/サル CD38 Polymab® (Fc用) - P28907

商品番号: CM0008247



前書き

ウサギ抗ヒト/サル CD38

PolymAb®は、フローサイトメトリー用のモノクローナル抗体であり、ヒトおよびカニクイザルで検証済みです。免疫細胞のシグナル伝達および代謝に関与するCD38糖タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD38 PolymAb®
備考/別名	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; CD38分子
種	ヒト
GeneID (ヒト)	952
GeneID	952
免疫原	ヒトCD38 (P28907) のアミノ酸43-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P28907
タンパク質分子量	13kDa/34kDa
輸送条件	氷袋