


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト／サル CD4 Mab - P01730

商品番号: CM0011326



前書き

フローサイトメトリーでバリデーション済みのウサギ抗ヒト／サル CD4

モノクローナル抗体（コンジュゲート）。主要なTヘルパー細胞マーカーおよびHIV受容体であるCD4を検出します。免疫細胞の表現型解析および感染症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト／サル CD4 mAb
備考／別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	920
遺伝子ID	920
免疫原	ヒトCD4の組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51kDa
輸送条件	保冷バッグ