

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd4 Monoclonal Antibody For Fc - P01730

商品番号: CM0009996



前書き

で標識されたウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザルCD4（T細胞表面糖タンパク質）に特異的です。フローサイトメトリー（FC）について検証済みです。免疫細胞のフェノタイピングやHIV研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb
備考/別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
種	ヒト
GeneID (ヒト)	920
GeneID	920
免疫原	ヒトCD4の組換えタンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスパック