

ウサギ抗ヒト/サル Cd4 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P01730

商品番号: CM0004840



前書き

ヒト/サルCD4に対するウサギモノクローナル抗体。で標識され、フローサイトメトリー（FC）で検証済みです。T細胞表面糖タンパク質CD4を標的とし、ヒトおよびカニクイザルに反応します。SWISS: P01730。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD4 mAb
備考/別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
種	ヒト
GeneID	920
免疫原	ヒトCD4組換えタンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋