

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd4 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P01730

商品番号: CM0009939



前書き

Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb、フローサイトメトリー（FC）で検証済み。ヒトCD4（P01730）を標的とし、カニクイザルと交差反応します。Tヘルパー細胞の同定および免疫学研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb
備考/別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
種	ヒト
GeneID (ヒト)	920
GeneID	920
免疫原	ヒトCD4組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋