

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒト/サルCD4モノクローナル抗体 - P01730

商品番号: CM0005368



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、ヒト、カニクイザル、およびアカゲザルのCD4タンパク質を特異的に認識します。で標識されており、フローサイトメトリーでの使用が認証されていて、ヘルパーT細胞の同定やHIV研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サルCD4モノクローナル抗体
備考/別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	920
遺伝子ID	920
免疫原	ヒトCD4組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル、アカゲザル
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	保冷剤