

ウサギ抗ヒト/サル CD45 Mab（Fc用） - P08575

商品番号: CM0012579



前書き

ヒト/サル

CD45に対する組換えウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。診断および研究用途における白血球サブセットの免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD45 mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5788
GeneID	5788
免疫原	ヒトCD45（P08575）のアミノ酸26～577に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575
タンパク質分子量	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
輸送	保冷バッグ