

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト/サル CD45 Mab - P08575-9

商品番号: CM0011914

前書き

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト/サル
CD45

モノクローナル抗体です。白血球共通抗原を標的とし、ヒトおよびカニクイザルと交差反応します。免疫表現型解析に適しています。アイソフォーム7、約138 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD45 mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD45 (P08575) のアミノ酸26〜577番の配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575-9
タンパク質分子量	138kDa
発送	保冷剤