

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd45 Monoclonal Antibody For Fc - P08575

商品番号: CM0010446



前書き

フローサイトメトリー（FC）用に検証された、ヒトおよびカニクイザルCD45（P08575）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。免疫学研究における白血球共通抗原の検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human/Monkey CD45 mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD45（P08575）のアミノ酸26-577に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575
タンパク質分子量	138kDa
配送	アイスバッグ