

ウサギ抗ヒト/カニクイザルCd45モノクローナル抗体（Fc用） - P08575

商品番号: CM0004608



前書き

フローサイトメトリー用の標識ウサギ抗ヒト/カニクイザルCD45モノクローナル抗体です。白血球共通抗原（LCA）を認識します。免疫細胞プロファイリングや腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/カニクイザルCD45 mAb
別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5788
免疫原	ヒトCD45（P08575）のアミノ酸26～577番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575
タンパク質分子量	138kDa
輸送方法	氷袋