

ウサギ抗ヒト/サル Cd45 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08575

商品番号: CM0008762



前書き

フローサイトメトリー用標識ウサギ抗CD45モノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザルCD45と交差反応します。白血球共通抗原を検出し、免疫フェノタイピングやT細胞活性化の研究に使用します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD45 mAb
備考/別名	LCA, LY5, B220, CD45, L-CA, T200, CD45R, GP180, IMD105
種	ヒト
遺伝子ID	5788 (ヒト)
免疫原	ヒトCD45 (P08575) のアミノ酸26-577に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575
タンパク質分子量	~147 kDa (標準的；131-147 kDaで複数のアイソフォームが検出されます)
配送	氷袋