

## フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト/サル CD45 モノクローナル抗体 - P08575-8

商品番号: CM0010932

### 前書き

フローサイトメトリー用にを結合した組換えウサギ抗CD45モノクローナル抗体です。ヒトおよびカニクイザルのCD45アイソフォーム6（P08575-8）と反応し、免疫細胞のプロファイリングおよび表現型解析に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名       | ウサギ抗ヒト/サル CD45 mAb                                     |
| 別名        | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105 |
| 対象種       | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID（ヒト） | 5788                                                   |
| 遺伝子ID     | 5788                                                   |
| 免疫原       | ヒトCD45（P08575）のアミノ酸26～577番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質         |
| 由来        | ウサギ                                                    |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                              |
| 応用        | FC（フローサイトメトリー）                                         |
| 交差反応性     | ヒト、カニクイザル                                              |
| SWISS     | P08575-8                                               |
| タンパク質分子量  | 138kDa                                                 |
| 発送方法      | 保冷剤                                                    |