

ウサギ抗ヒト/サル CD45 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08575-9

商品番号: CM0009933

前書き

結合ウサギモノクローナル抗体は、ヒトおよびカニクイザルのCD45（PT PRC、LCA）を標的としています。フローサイトメトリー（FC）用に設計されたこの抗体は、アイソフォーム7（P08575-9、約138kDa）を認識します。安定性を保つため、氷詰め状態で供給されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD45 mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5788
遺伝子ID	5788
免疫原	ヒトCD45（P08575）のアミノ酸26-577に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575-9
タンパク質分子量	138kDa
配送	氷袋