

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd45 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P08575

商品番号: CM0005142



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒトおよびサルCD45を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。免疫学的研究における白血球共通抗原の検出に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Rabbit anti-Human/Monkey CD45 mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5788
遺伝子ID	5788
免疫原	ヒトCD45 (P08575) のアミノ酸26-577に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575
タンパク質分子量	147kDa/143kDa/141kDa/136kDa/131kda
配送	氷袋