

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト/サル CD45 モノクローナル抗体 - P08575

商品番号: CM0004821



前書き

標識のウサギモノクローナル抗体で、ヒトおよびカニクイザルの CD45

を標的とします。フローサイトメトリーで検証済みの本抗体は、白血球共通抗原の複数のアイソフォームを検出し、T細胞および造血研究における精密な免疫表現型解析を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD45 mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD45 (P08575) のアミノ酸26-577に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575
タンパク質分子量	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
発送条件	保冷剤 (アイスバッグ)