

ウサギ抗ヒト/サル CD64 Mab（フローサイトメトリー用） - P12314

商品番号: CM0012189



前書き

ヒトおよびカニクイザルの
CD64 (FcγRI) を標的とする
結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用途で検証済みで、単球/マクロファージの同定および免疫機能アッセイに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD64 mAb
備考/別名	CD64; FCGI; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2209
遺伝子ID	2209
免疫原	ヒト CD64 (NP_000557.1) のアミノ酸 16~288 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P12314
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷バッグ