

ウサギ抗ヒト/サルCD64 モノクローナル抗体 - P12314

商品番号: CM0004470



前書き

ヒト/サルCD64

(FCGR1A)に対する標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。単球に発現する高親和性IgG

Fc受容体を対象としており、免疫モニタリングやADC C研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サルCD64 mAb
別名	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2209
GeneID	2209
免疫原	ヒトCD64 (NP_000557.1)のアミノ酸16～288番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISSプロットID	P12314
タンパク質分子量	43kDa/39kDa
発送方法	氷袋梱包