

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト／サル CD64 モノクローナル抗体 - P12314

商品番号: CM0009850



前書き

ヒト／サル

CD64 (FcγRI) を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの使用が検証されています。自然免疫および獲得免疫の研究に適しています。カニクイザルとの交差反応性があります。単球／マクロファージに特異的な高親和性IgG受容体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト／サル CD64 mAb
備考／別名	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGRI; IGFR1; FcgammaRI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2209
GeneID	2209
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD64 (NP_000557.1) のアミノ酸16〜288に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P12314
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷バッグ