

フローサイトメトリー用 Rabbit Anti-Human/Monkey Cd69

モノクローナル抗体 - Q07108

商品番号: CM0007808



前書き

ヒトCD69 (SWISS: Q07108)

に対する標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザル検体でのフローサイトメトリーにて検証済み。免疫細胞の活性化および恒常性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human/Monkey CD69 mAb
備考/別名	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
種	ヒト
GeneID	969
免疫原	ヒトCD69 (NP_001772.1) のアミノ酸78-199に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	Q07108
タンパク質分子量	23kDa
発送条件	保冷剤