

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト/サル Cd69 モノクローナル抗体 - Q07108

商品番号: CM0004166



前書き

ヒトおよびカニクイザルCD69を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。免疫細胞の活性化や恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD69 mAb
備考/別名	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	969
遺伝子ID	969
免疫原	ヒトCD69 (NP_001772.1) のアミノ酸78～199番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	Q07108
タンパク質分子量	23kDa
輸送方法	保冷剤