


Rabbit Anti-Human/Monkey Cd86 Monoclonal Antibody For Fc - P42081

商品番号: CM0012794



前書き

ヒヒおよびカニクイザルCD86 (B7-2)
を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フロー
サイトメトリー (FC) 用に検証済みです。免疫研究に
おいて、T細胞共刺激および抗原提示細胞の機能解析
に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human/Monkey CD86 mAb
備考/別名	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	942
遺伝子ID	942
免疫原	ヒトCD86 (NP_787058.5) のアミノ酸20-241に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P42081
タンパク質分子量	38kDa
配送方法	アイスバッグ